

Aan alle betrokkenen

Datum

11-03-2022

## **Statement van Olympus over onbevoegde toegang tot ENDOBASE-mappen**

Geachte heer/mevrouw,

Bij interne beveiligingsaudits van ENDOBASE en ENDOVIEW is ontdekt dat het theoretisch mogelijk is om het ENDOVIEW-gebruikersbeheer te omzeilen. Onder deze omstandigheden zou onbevoegde leestoegang mogelijk kunnen zijn tot patiëntengegevens - die alleen toegankelijk behoren te zijn voor bevoegde gebruikers via ENDOVIEW.

Olympus heeft een patch voor ENDOVIEW ontwikkeld om dit beveiligingslek te verhelpen. De patch is gedistribueerd bij servicebulletin SBU\_100-236-975. Alle klanten met de betreffende ENDOBASE- en ENDOVIEW-installaties zijn op de hoogte gebracht en de patch is geïnstalleerd zoals afgesproken met de getroffen klanten.

Daarnaast moet dit beveiligingslek zo snel mogelijk worden verwijderd van alle overige, niet-gepatchte installaties van ENDOBASE en ENDOVIEW. Neem contact op met uw Olympus-serviceorganisatie om te controleren of er een patch vereist is voor uw systeem.

### **OLYMPUS SURGICAL TECHNOLOGIES EUROPE**

Olympus Winter & Ibe GmbH, Kuehnstraße 61, 22045 Hamburg, Duitsland, Postfach 70 17 09, 22017 Hamburg

Telefon: 040 669 66-0, Fax: 040 669 66-2109, [www.olympus-oste.eu](http://www.olympus-oste.eu)

Geschäftsführer: Dr. André Roggan (Vorsitzender), Kazutaka Eguchi, Dr. Christian Meyer, Tomohisa Sakurai, Akihiro Taguchi,

Carl Constantin Zangemeister, Reinhard Zentner

Sitz der Gesellschaft: Amtsgericht Hamburg HRB 16 328