

# DSS Player voor Mac

- Professionele integratie van apparaten



---

## Dicteesoftware voor Macintosh

De vernieuwde DSS Player voor Mac combineert een dicteeroplossing met een transcriptieoplossing voor het opnemen, afspelen, ordenen en bewerken van spraakopnamen.

Deze Apple Macintosh-software werkt met een voetschakelaar zodat opnamen eenvoudig kunnen worden uitgewerkt.

## Specificaties

### Weergave- of opnamefuncties

|   |                    |
|---|--------------------|
| Audiocodecs -<br>Afspelen                         | DSS<br>MP3<br>AIFF |
| Spraakopname<br>stoppen                           | Ja                 |
| Regeling voor<br>snelheid / toon / NC /<br>volume | Ja                 |
| Regeling tijdsduur                                | Ja                 |
| Indicatie van het<br>opnamevolume                 | Ja                 |
| Indicatie van het<br>afspeelvolume                | Ja                 |
| FF, REW, SKIP<br>(vooruit, terug,<br>overslaan)   | Ja                 |
| Realtime teller                                   | Ja                 |
| Gesproken notities                                | Ja                 |
| Modus voor invoegen/<br>overschrijven             | Ja                 |
| Delen van bestanden<br>knippen of wissen          | Ja                 |
| Indexmarkeringen                                  | Ja                 |
| Cue/Review  | Ja                 |
| Doorspoelen/<br>Terugspoelen                      | Ja                 |
| Direct opnemen                                    | Ja                 |

### Lijst met opnamen

|   |    |
|---|----|
| Mappen hernoemen                          | Ja |
| Submappen<br>aanmaken                     | Ja |
| Instelbare kolommen<br>voor opnamelijsten | Ja |
| Opnameproces,<br>statusindicatie          | Ja |
| Opnamen slepen en<br>verplaatsen          | Ja |

### Workflow

|  |        |
|--|--------|
| Tijd van de digitale<br>voicerecorder<br>synchroniseren met<br>die van de pc | Ja     |
| Originele bestanden<br>worden automatisch<br>gewist na downloaden            | Ja     |
| DSS PRO-<br>encryptiemodus   | n.v.t. |

### Gebruikersinstellingen

|  |    |
|--|----|
| Instelbare<br>voetschakelaar met<br>pedaalfuncties | Ja |
|--|----|

### Besturingssystemen en systeemvereisten

|           |   |
|-----------|---|
| Macintosh | besturingssysteem: Mac OS X: 10.10<br>- 10.13 |
|-----------|---|